




Catalogue Fauteuils Roulants & Scooters

BIEN CHOISIR SON FAUTEUIL MANUEL



Autres dispositifs manuels



Poussette enfant handicapé



Fauteuil roulant enfant



Fauteuil roulant de transfert



Trycicle



Fauteuil roulant pour baignade



Fauteuil roulant de douche

Fauteuil Roulant Manuel

STANDARD

Utilisation Temporaire ou permanente

Dispositif disponible à l'achat ou la location

Le fauteuil roulant standard manuel est léger et fonctionnel en aluminium.

Complètement pliable, il offre également de nombreuses possibilités d'ajustement : il est entièrement réglable que ce soit la hauteur et la profondeur d'assise, mais aussi les accoudoirs et manchettes d'accoudoirs, les repose-pieds... Un seul modèle pourra donc convenir à tous les gabarits et toutes les morphologies disponible en plusieurs tailles permettant une adaptation optimale en fonction des différentes morphologies.

Qu'il soit utilisé dans le cadre d'une location ou d'un achat, le fauteuil roulant manuel dispose d'un choix d'options extrêmement important pour adapter le fauteuil à son utilisateur.

TARIF LOCATION

A partir de 16,45 € TTC/semaine

TARIF ACHAT

A partir de 558,99 € TTC



Poids de transport environ 9,5 kg



Fauteuil Roulant Manuel

ACTIF

Personne très active

Dispositif disponible à l'achat
uniquement



Le fauteuil roulant actif offre des performances de conduite optimale.

Dispositif ultra léger et compact, il offre de nombreuses possibilités de personnalisation : Largeur et hauteur d'assise, hauteur du dossier, châssis fixe ou pliant...

Fauteuil nécessitant d'une adaptation personnalisée à chaque utilisateur, un rendez-vous avec notre délégué médico-technique est indispensable en amont.



TARIF ACHAT
Selon modèle et personnalisation

Fauteuil Roulant Manuel

CONFORT

Fauteuil pour personne dépendante

Dispositif disponible à l'achat
uniquement

Le fauteuil roulant confort est un dispositif très confortable pour les personnes dépendantes.

Dispositif équipé d'une garniture d'assise et de dossier en mousse, il est configurable en largeur, hauteur d'assise, de dossier pour s'adapter à tous les utilisateurs.

Muni d'un appui-tête, d'une paire d'accoudoirs réglables en hauteur, de repose-jambes inclinables, il permet une inclinaison du dossier et une déclive de l'assise apportant confort et sécurité.

TARIF ACHAT
A partir de 948,38 € TTC



Fauteuil Roulant Manuel

COQUILLE ET A POUSSER

Fauteuil pour la gériatrie

**Dispositif disponible à l'achat
uniquement**

Les fauteuils coquille ou fauteuils à pousser sont essentiellement prévus pour un usage intérieur. Ces fauteuils ont été pensés pour apporter un maximum de confort à la personne très dépendante.

La coquille s'incline entièrement, soit manuellement par une tierce personne soit de manière électrique par télécommande.

Ils peuvent être équipés d'une assise en mousse viscoélastique à mémoire de forme et d'un coussin de tête.

Différentes versions existent, les modèles électriques ou manuels, avec petites ou grandes roues, les revêtements et couleurs de tissu. Ils sont configurables en largeur, permettant de s'adapter à toutes les morphologies.



TARIF ACHAT
Selon modèle et personnalisation

DISPOSITIFS D'AIDES À LA PROPULSION

Pour faciliter les déplacements

Les 5èmes roues pour fauteuils roulant

Une roue vous permettant de rendre votre fauteuil roulant manuel électrique.

Ce dispositif s'adapte à la plupart des fauteuils roulants standards ou actifs.

Elle permet des déplacements plus ou moins importants en fonction des configurations de conduite, et de l'autonomie de la batterie.

Facilement démontable, elle pourra être chargée en voiture, et ainsi accompagner l'utilisateur dans tous ces déplacements.

L'écran affiche la vitesse, la distance parcourue, la distance totale, l'état de la batterie, et la consommation d'énergie

Dispositif
disponible à
l'achat
uniquement

TARIF ACHAT
A partir de 1700 €
TTC



Dispositif
disponible à
l'achat
uniquement



TARIF ACHAT
Selon modèle

Les dispositifs ALBER

dispositif de propulsion électrique puissant et efficace pour fauteuils roulants.

Le dispositif **SMOOV** est positionné sous l'arrière du fauteuil, sa roue motrice pivotante offre une conduite active et des manœuvres aisées pour circuler en toute liberté.

La motorisation **E-Motion**, quant à elle, s'adapte sur les roues du fauteuil. Pendant le déplacement, des capteurs intégrés dans les mains courantes mesurent la force de poussée et fournissent la puissance motrice souhaitée.

Fauteuil Roulant électrique

BIEN CHOISIR SON FAUTEUIL ÉLECTRIQUE

Si vous éprouvez des difficultés à vous déplacer et avez besoin d'un fauteuil roulant électrique, plusieurs critères entrent en jeu afin de faire le bon choix.

Les différents types de fauteuil roulant électrique

Il existe de nombreux types de fauteuils roulants électriques. Pour le choisir il est tout d'abord important de prendre en considération votre situation médicale. En effet, le choix d'un fauteuil roulant électrique ne sera pas le même selon votre âge et votre motricité.

Il existe deux principales catégories de fauteuils électriques :

- Fauteuil à traction : ce type de fauteuil est parfait pour une utilisation en extérieur, car il dispose d'une grande robustesse et peut franchir les obstacles facilement. En revanche, l'apprentissage de la conduite est plus difficile et moins intuitive.
- Fauteuil à propulsion : ce type de fauteuil est particulièrement maniable et facile à conduire, mais il est moins adapté à une utilisation extérieure en raison de sa difficulté à passer les obstacles sans à-coup.

Quels critères prendre en compte ?

De nombreux critères entrent en jeu pour savoir comment bien choisir son fauteuil roulant électrique. Outre les critères de morphologies et de motricité, l'utilisation que vous ferez de votre fauteuil roulant électrique est essentielle à prendre en compte.

- Votre pathologie ?
- Pour quel type d'utilisation ?
- Votre degré d'autonomie ?
- Utilisez-vous ce fauteuil à l'intérieur, à l'extérieur ou dans les deux environnements ?
- Allez-vous avoir besoin de conduire avec votre fauteuil ?
- L'utilisation sera-t-elle ponctuelle ou intensive ?
- Quels sont votre poids et votre taille ?
- Quels types de commandes ?
- Et pour quelles fonctionnalités ?
- Quels aides au positionnement sont nécessaire ?

Fauteuil roulant électrique mixte : comment faire son choix ?

Vous pouvez demander l'expertise de notre conseillère médico-technique dans le choix de votre fauteuil.

Elle vous accompagne dans le choix, les essais et toutes la gestion administratives du dossier.



Scooter

INTÉRIEUR

Dispositif disponible à l'achat
uniquement

Idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance. Il est particulièrement adapté pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés. Scooter démontable rapidement en moins d'une minute et sans outils, il pourra vous accompagner dans tous vos voyages.

TARIF ACHAT
A partir de 1370 € TTC



Scooter

INTÉRIEUR & EXTERIEUR

Dispositif disponible à l'achat
uniquement

Ces Scooters sont conçus pour les utilisateurs à la recherche d'autonomie, de sécurité et d'indépendance.

Il offre une conduite souple en toute sécurité facilitant le contrôle et les manœuvres. Avec son faible encombrement, il s'adapte aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

TARIF ACHAT
A partir de 1890 € TTC



Scooter

EXTERIEUR

Dispositif disponible à l'achat
uniquement

Scooter conçu pour les utilisateurs à la recherche de mobilité, de puissance et de performance.

Il est idéal pour une utilisation en extérieur et au-delà de la ville ! Grâce à ses caractéristiques de conduites améliorées, une meilleure stabilité de la direction et ses batteries, ce scooter vous offre de grandes performances de conduite!

Ses grandes roues et ses suspensions améliorées offrent un franchissement d'obstacles confortable et en toute sécurité. Avec son levier de débrayage empêchant le scooter de partir accidentellement en roue libre et ses feux de stop, vous allez vous sentir en pleine sécurité au volant de ce scooter.

TARIF ACHAT
A partir de 3200 € TTC

